

Set cysto-gastro

Pour la ponction des pseudokystes pancréatiques

Le set cysto-gastro permet la ponction transgastrique ou transduodénale des pseudokystes pancréatiques par écho-endoscopie ou contrôle par fluoroscopie. Le set se compose d'une aiguille et d'un tube externe avec tête diathermique, et de deux raccords HF pour le papillotome-aiguille.

Le cystostome 6 Fr est spécialement conçu pour une utilisation dans de petits canaux d'intervention. Il se compose d'un tube externe équipé d'une tête métallique diathermique et d'un accès pour un fil-guide de .035 pouce.

Après la ponction du pseudokyste, des stents correspondants peuvent être posés via le fil-guide à des fins de drainage gastrique ou duodénal, et ce, quel que soit le set.



- Composé d'une **aiguille et d'un tube externe**
- **Deux raccords HF**
- Pose du stent de **drainage** à l'aide du fil-guide

| Numéro d'article | FR | Longueur |
|---|------------|---------------|
| E30006 345 | 6 | 180 cm |
| E30008 341 | 8.5 | 180 cm |
| E30010 340 | 10 | 180 cm |
| Nombre d'unités par emballage: 1 pièce | | |