

Systeme de ligature multibandes

«LMB»

Le système de ligature multibandes est utilisable avec tous les endoscopes (jusqu'à 180 cm). L'extrême simplicité de l'insertion du fil de traction dans le canal opérateur fait gagner beaucoup de temps en termes de préparation.



- Préchargé pour **6 ligatures**
- **Insertion extrêmement simple du fil de traction** dans le canal opérateur
- **Port d'irrigation latéral** avec embout LL
- Pour les canaux opérateurs **de 2,8 mm de diamètre ou plus**
- Utilisable avec les **tous les endoscopes (jusqu'à 180 cm)**
- Conditionnement **à l'unité**

Numéro d'article	MBL-01-06
Nombre d'unités par emballage:	1 unité