

Systeme Duo Premium

Pour une utilisation confortable d'une seule main

Le système DUO PREMIUM est un système de localisation repositionnable pour la mammographie. Il offre au médecin et à la patiente une qualité de pointe, une fiabilité absolue et un confort maximal lors du repérage préopératoire de tissus suspects.

Grâce à sa forme spéciale, le fil de repérage du système DUO PREMIUM peut être facilement rétracté dans l'aiguille, puis être libéré de nouveau afin d'être repositionné. La forme en double J garantit un ancrage solide dans les tissus, évitant ainsi une dislocation dans toutes les directions. Les différents aspects du fil permettent de déterminer la profondeur de la lésion repérée.

Le système DUO PREMIUM offre une manipulation à la fois simple, précise et douce, tout en garantissant une visibilité optimale à l'échographie.

- **Utilisable d'une seule main**
- **Fil de repérage repositionnable**
- Solide ancrage dans les tissus grâce à **l'extrémité en double J**
- **Fil avec une extrémité tranchante** pour les lésions dures
- Fil de repérage **très flexible**
- **Indicateurs de profondeur** au niveau de l'aiguille et du fil
- Extrémité de l'aiguille dotée d'un **marquage** et d'une **pointe échogènes**
- La **pièce de fixation** permet une fixation préopératoire sûre du fil.



Numéro d'article	271770	271771	271773
Gauge	20 G	20 G	20 G
Diamètre	0,95 mm	0,95 mm	0,95 mm
Longueur	50 mm	90 mm	120 mm
Nombre d'unités par emballage: 10 unités			