

Tuloc® / Tuloc® Premium

Système de localisation repositionnable

Le système de localisation Tuloc® est un dispositif éprouvé et fiable utilisé pour le marquage pré-opératoire des lésions mammaires suspectes non palpables.

Ce système est repositionnable et, grâce à un marquage de la profondeur sur le fil, facilite la localisation du site pendant l'opération. Le modèle Tuloc® Premium dispose en outre d'une poignée ergonomique pour un maniement à une seule main en toute sécurité.

Pour l'IRM, nous recommandons exclusivement le système Tuloc® IRM.



- **Fil de localisation repositionnable**
- **Fil monofilament** pour un maximum de résistance à la pression et de stabilité en termes de forme
- **Les matériaux spéciaux et la courbure** garantissent une bonne visibilité à l'échographie et un bon repérage tactile pendant l'opération
- La **pièce de fixation** permet une fixation préopératoire sûre du fil

No. d'article	Description	Gauge	Diamètre	Longueur
271661	Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
271663	Tuloc	20	0.95 mm	120 mm
271881	Tuloc Premium	20	0.95 mm	90 mm
271883	Tuloc Premium	20	0.95 mm	120 mm
601649*	MR Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
601651*	MR Tuloc	20	0.95 mm	120 mm

Nombre d'unités par emballage: 10 pièces

*Tuloc® IRM non disponible en stock à Zuchwil, possibilité de commande spéciale auprès de notre fournisseur