


Tumark marquage clip

Marquage mini-invasif doux de tumeurs mammaires

La marquage clip permet des marquages extrêmement précis dans les tissus mous par la mise en place d'un marqueur avant ou pendant une chimiothérapie néoadjuvante. De plus, ce système convient parfaitement au marquage de sites de prélèvement de biopsie. La poignée ergonomique du système clip de marquage permet à l'utilisateur de se servir d'une seule main lors du guidage simultané de la sonde d'échographie pendant l'intervention.



- Marquage par clip des tissus mous **ultra-précis, sûr et qui ménage les patients**
- **Excellente visibilité** sous ultrasons
- **Ancrage ferme** dans les tissus

Numéro d'article	Description	Canule		
		Diamètres	Gauge	Longueur
271500	Tumark Q	1,20 mm	18 G	120 mm
271551	Tumark Professional X-Shape	1,20 mm	18 G	120 mm
271560	Tumark Professional	1,20 mm	18 G	120 mm
271589	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	100 mm
271590	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	120 mm
601570	Tumark MRI	1,20 mm	18 G	120 mm
601590	Tumark Vision MRI	1,20 mm	18 G	120 mm

Nombre d'unités par emballage: 10 pièces

Si vous souhaitez d'autres tailles, merci de contacter notre spécialiste en produits