

# Plaque vulvaire KliniTray™

## Système de transport et de radiographie pour l'ablation chirurgicale du carcinome vulvaire

Le système de transport et de radiographie Plaque vulvaire KliniTray™ est un système innovant de fixation des tissus qui permet le transport, l'analyse, la documentation et la préparation des tissus vulvaires après l'ablation chirurgicale du carcinome vulvaire.



La plaque vulvaire KliniTray™ permet de transporter les tissus en toute sécurité et de les soumettre à un examen radiologique et échographique en respectant une orientation spatiale tridimensionnelle prédéfinie.

Elle se compose d'une plaquette en plastique légère munie d'un schéma vulvaire imprimé et des repères d'orientation «dorsal» et «ventral», qui permettent de relier le tissu au corps de la patiente du point de vue de l'opérateur.

- **Localisation anatomique sûre** des marges de la préparation
- Boîte de transport **sûre, étanche à l'air et à l'eau**
- **Plaque légère en plastique** pour la fixation des tissus
- Localisation claire des tissus grâce à des **repères radio-opaques**

Numéro d'article	Description	Dimensions
2001300	Plaque vulvaire KliniTray™, stérile, avec 5 broches métallique	18 x 20 x 1 cm
1000350	Boîte plastique pour KliniTray™ Vulva, non-stérile	3000 ml
Nombre d'unités par emballage: 20 unités		

