


# Urétéro-rénoscope

## Urétéro-rénoscope flexible à usage unique

L'ensemble urétéro-rénoscope numérique flexible est composé d'un urétéro-rénoscope flexible et d'une unité de guidage numérique réutilisable. Le système constitue pour les chirurgiens et les patients une option abordable qui évite des investissements coûteux. Les risques potentiels de contamination croisée/infection et les frais de nettoyage et de traitement liés aux produits réutilisables peuvent être supprimés.



- **Design spécial** pour la poignée à usage unique
- **Design breveté du levier de commande** qui permet un maniement plus ergonomique par l'utilisateur
- Technologie CMOS et LED unique **pour de meilleurs résultats en terme de visualisation et d'éclairage**
- **Angle de flexion: 275 degrés dans les deux sens**, guidage précis
- **Tube d'insertion extrêmement lisse** qui améliore le contrôle par l'utilisateur et évite des désagréments au patient.
- **Mouvement synchrone entre la pointe et les leviers de commande sur la poignée**, pas de temps de retard entre le doigt du chirurgien et la pointe de l'appareil

Numéro d'article	Diamètre distal	Longueur	Diamètre tube principal	Diamètre intérieur
US31B-12	9.3 Fr	650 mm	8.5 Fr	3.6 Fr
EOS-B-01 (unité de commande)	-	-	-	-
Nombre d'unités par emballage: 1 pièce				