

Hemoclip

Per l'emostasi

Hemoclip è adatto per l'uso con un endoscopio flessibile. Principalmente per l'emostasi di emorragie di diversa origine a carico del tratto digerente superiore e inferiore e per la sutura postoperatoria.

- Possibilità di apertura e chiusura **ripetuta**
- Controllo di rotazione **bidirezionale sincrono a 360°**
- **Eccellente** forza di chiusura
- **Ampiezza di apertura unica nel suo genere con possibilità di regolazione tra:**
 - 11 mm
 - 16 mm
- **Funzione asportazione:** in casi particolari la clip può essere estratta proattivamente dal tessuto



Cod. articolo	Lunghezza	Angolo della clip	Ampiezza di apertura	Diametro
AG-51044-2300-090-16	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-51044-2300-135-16	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-90	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-135	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-11-2	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-11-2	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-16-2	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-16-2	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm

Contenuto della confezione: 5 pezzi

* Ricaricabile, incluso 2 extra clips