

Set per litotripsia

Riutilizzabile

Set per litotripsia meccanico per l'esecuzione di litotripsie programmate e d'urgenza con un solo strumento.

Il fissaggio della spirale e del cavo di trazione sono garanzia di facilità d'uso. Inoltre il set è compatibile con tutti i comuni cestelli di recupero Endo-Flex per litotripsia. Il set è disponibile in due varianti ed è riutilizzabile.



- **Facilità d'uso**
- Litotripsie d'urgenza e programmate **con un solo strumento**
- **Compatibile** con i cestelli di recupero per litotripsia

No. d'articolo	Descrizione	Utilizzare
120610	SET 1: Set per litotripsia meccanico tipo 3	Riutilizzabile
120611	SET 2: maniglia per litotripsia incl. 2x spirale litotritore	Riutilizzabile
120600	Maniglia per litotritore tipo 3	Riutilizzabile
E120602	spirale litotritore Ø 2.6 mm, L 195 cm	Unico
E120604	spirale litotritore Ø 4.0 mm, L 100 cm, per tipo 3	Unico
E122***N	Cestino litotritore, forma a diamante, 4 fili multifilari, Ø 2.6 mm, L 400 cm, cestino 50 mm	Unico
E124***N	Cestino litotritore, forma contorta, 6 fili multifilari, Ø 2.6 mm, L 400 cm, cestino 50 mm	Unico
E128336N	Cestino litotritore, forma a diamante, 6 fili multifilari, Ø 3.4 mm, L 400 cm, cestino 60 mm	Unico
Contenuto della confezione: 1 pezzo		

*** Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto