

Trappola per polipi ad aspirazione

Per il recupero di polipi dopo asportazione

La trappola per polipi ad aspirazione contiene quattro camere filtro per il recupero e la conservazione dei polipi. La trappola per polipi può essere chiusa a livello dei tubi per il trasporto al laboratorio.

- **Quattro camere filtro** per il recupero dei polipi
- **Quattro impostazioni passanti** per l'aspirazione senza filtrazione
- **Coperchio con 2 tubi**
 - Tubo con connettore rastremato per il collegamento alla pompa di aspirazione
 - Tubo senza connettore rastremato per la connessione diretta all'endoscopio



Cod. articolo	900 334H
Contenuto della confezione: 6 pezzi	