


Duo-System

Sistema di localizzazione riposizionabile

Duo-System è un kit di localizzazione riposizionabile per la marcatura preoperatoria di lesioni mammarie sospette non palpabili. Semplifica la localizzazione intraoperatoria del reperto per il chirurgo. Qualora sia necessario un riposizionamento, il filo di marcatura può essere ritirato senza problemi nella cannula e rilasciato nuovamente per la marcatura.

- **Filo di marcatura riposizionabile**
- Saldo ancoraggio **grazie alla tecnica Double-Loop**
- **Elevata flessibilità** del filo
- Smusso della cannula **atraumatico ed estremamente affilato**
- **Elemento di fissaggio** per prevenire dislocazioni distali



Duo-System

N. articolo	271440	271441	271443
Calibro	20 G	20 G	20 G
Diametro	0,95 mm	0,95 mm	0,95 mm
Lunghezza	50 mm	90 mm	120 mm
Contenuto della confezione: 10 pezzi			

MR-Duo-System

N. articolo	601609	601611
Calibro	20 G	20 G
Diametro	0,95 mm	0,95 mm
Lunghezza	90 mm	120 mm
Contenuto della confezione: 10 pezzi		