

# Tuloc® / Tuloc® Premium

## Sistema di repere riposizionabile

Il collaudato e affidabile sistema di repere Tuloc® viene impiegato per la marcatura preoperatoria di sospette lesioni mammarie non palpabili.

Il sistema è riposizionabile e, grazie alla marcatura di profondità sul filo, facilita il reperimento intraoperatorio della lesione. Tuloc® Premium è inoltre dotato di impugnatura ergonomica che consente di manovrarlo in sicurezza con una sola mano.

Per l'uso in RM raccomandiamo esclusivamente la versione MRI Tuloc®.



- **Filo di marcatura riposizionabile**
- **Monofilo** per la massima stabilità di forma e pressione
- **Lo speciale materiale e la forma arcuata** assicurano un buon grado di visibilità ecografica e di palpabilità durante l'intervento chirurgico
- **Il dispositivo di fissaggio** consente un sicuro ancoraggio preoperatorio del filo

No. d'articolo	Descrizione	Gauge	Diametro	Lunghezza
271661	Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
271663	Tuloc	20	0.95 mm	120 mm
271881	Tuloc Premium	20	0.95 mm	90 mm
271883	Tuloc Premium	20	0.95 mm	120 mm
601649*	MR Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
601651*	MR Tuloc	20	0.95 mm	120 mm

**Contenuto della confezione: 10 pezzi**

\*MRI Tuloc® non è a magazzino a Zuchwil, è possibile effettuare un ordine straordinario presso il fornitore