


Tumark marcatura clip

Marcatura delicata mininvasiva di tumori mammari

Gli marcatori a clip del' linea Tumark rende possibili marcature precise nel tessuto molle mediante introduzione di un marcatore clip prima o durante la chemioterapia neoadiuvante. Il sistema è inoltre particolarmente adatto per la marcatura di punti di prelievo di campioni biotipici. L'impugnatura ergonomica del sistema con clip di marcatura consente all'utilizzatore di usare una mano sola, mentre con l'altra può contemporaneamente manovrare la sonda ecografica.



- Marcatura di tessuti molli mediante clip: **precisa, sicura e delicata per il paziente**
- **Visibilità eccellente** nell'immagine ecografica
- **Fissazione stabile** nel tessuto

Cod. articolo	Descrizione	Cannula		
		Diametro	Gauge	Lunghezza
271500	Tumark Q	1,20 mm	18 G	120 mm
271551	Tumark Professional X-Shape	1,20 mm	18 G	120 mm
271560	Tumark Professional	1,20 mm	18 G	120 mm
271589	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	100 mm
271590	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	120 mm
601570	Tumark MRI	1,20 mm	18 G	120 mm
601590	Tumark Vision MRI	1,20 mm	18 G	120 mm
Confezione: 10 pezzi				

Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto