

# Piastra vulvare KliniTray™

## Sistema di trasporto e analisi radiologica per l'asportazione chirurgica del carcinoma della vulva

Il sistema di trasporto e analisi radiologica di campioni tissutali Piastra vulvare KliniTray™ è un sistema innovativo per il fissaggio dei tessuti e serve per il trasporto, l'analisi, la documentazione e la preparazione di tessuti tumorali della vulva prelevati in seguito ad asportazione chirurgica del carcinoma della vulva.



Grazie alla Piastra vulvare KliniTray™ il tessuto può essere trasferito in sicurezza in base a un orientamento spaziale tridimensionale prestabilito e analizzato sia radiologicamente sia ecograficamente.

Questo sistema è costituito da una piastra di plastica leggera con uno schema della vulva stampato sopra e marcatori di orientamento delle porzioni «dorsale» e «ventrale», che consentono all'operatore di associare il tessuto tumorale al corpo della paziente.

- **Assegnazione anatomica sicura** dei margini di resezione
- Contenitore di trasporto **sicuro, ermetico e impermeabile**
- **Piastra di plastica leggera** per il fissaggio del tessuto
- Chiara localizzazione del reperto tramite **marcatori di orientamento radiopachi**

Cod. articolo	Descrizione	Dimensioni
2001300	Piastra vulvare KliniTray™, sterile, con 5 perni metallici	18 x 20 x 1 cm
1000350	Scatola di plastica per piastra vulvare KliniTray™, non sterile	3000 ml
<b>Contenuto della confezione: 20 pezzi</b>		