


Ureterorenoscopia

Ureterorenoscopia flessibile monouso

Il sistema flessibile digitale per ureterorenoscopia è costituito da un ureterorenoscopio flessibile e un'unità di controllo digitale riutilizzabile. Il sistema costituisce un'opzione economicamente vantaggiosa per chirurghi e pazienti, senza necessità di grandi investimenti strumentali. Si possono eliminare i potenziali rischi di contaminazione crociata/infezione e i costi di pulizia e ricondizionamento normalmente associati ai prodotti riutilizzabili.



- Impugnatura monouso **speciale**
- **Il design della leva di manovra brevettato** consente all'utilizzatore una manipolazione più ergonomica
- Tecnologia CMOS e LED **per migliori condizioni di visualizzazione e illuminazione**
- **Angolo di flessione: 275 gradi in entrambe le direzioni**, con precisione di guida
- **Il tubo di introduzione estremamente** liscio offre un maggior controllo all'operatore e causa meno fastidio al paziente
- **Il movimento sincrono tra estremità dello strumento e leva di guida sull'impugnatura** annulla il ritardo tra dito del chirurgo ed esecuzione dello strumento

Cod. articolo	Diametro distale	Lunghezza	Diametro del tubo principale	Diametro interno
US31B-12	9.3 Fr	650 mm	8.5 Fr	3.6 Fr
EOS-B-01 (unità di controllo)	-	-	-	-
Contenuto della confezione: 1 pezzo				