

CareVent®

Valvola per catetere con tubo di connessione

CareVent® è una valvola per catetere vescicale che facilita lo svuotamento vescicale secondo un ritmo naturale. La derivazione permanente (p.es. per garantire un riposo notturno indisturbato) è possibile, ma non deve rimanere necessariamente sempre impostata. Questo consente di continuare ad allenare e aiutare la muscolatura vescicale.



- **Peso minimo**
- **Mobilità illimitata**
- Utilizzabile **con e senza sacca per urina**
- Svuotamento vescicale **con ritmo naturale**
- **Chiusura automatica** della valvola
- **Tenuta perfetta** grazie a un sistema di chiusura brevettato
- **Mezzo ausiliario prescrivibile**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Cod. articolo | 08 98 01 |
| Contenuto della confezione: 10 pezzi | |