

Epaset

Einwegset für die Biopsie von Weichteilen wie Niere, Lymphknoten, Leber und Schilddrüse.

Das Set enthält eine Einwegnadel mit einer atraumatisch geschliffenen Kanüle aus AISI 304 Stahl und einer «Menghini»-Spitze.



Bestellinformationen

Artikelnummer	Gauge	Länge
PA1509	15 G	90 mm
PA1609	16 G	90 mm
PA1709	17 G	90 mm
PA1809	18 G	90 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück		