

BMN I-Type

Set für Knochenmark-Aspiration der Iliac Crest

BMN I-Type Nadel ist eine Aspirationsnadel, welche zur Knochenmarkaspiration der Iliac Crest verwendet wird.



- Die Spitze der Nadel und des Stilets sind so konzipiert, **dass sie ein leichteres Eindringen in die Knochenrinde ermöglichen**
- **Abnehmbarer Regler** für variable Länge
- **Der ergonomische Griff** ermöglicht einen besseren Griff und eine bessere Manövrierfähigkeit

Artikelnummer	Durchmesser	Länge
I 1407M	14 G	9 - 20 - 53 - 70 mm
I 1408M	14 G	19 - 30 - 63 - 80 mm
I 1507M	15 G	9 - 20 - 53 - 70 mm
I 1510M	15 G	39 - 50 - 83 - 100 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück		