

EasyCut

ist eine Einmal-Nadel für die Weichteilbiopsie

Die Nadel verfügt über eine atraumatisch geschliffene Kanüle aus Edelstahl mit «Menghini»-Spitze. Die Spitze des Mandrins ist pyramidenförmig. Das Instrument ist mit einem speziellen System zur Vakuumaktivierung durch Drücken des Knopfes auf der Spritze ausgestattet, was eine Einhandbedienung ermöglicht.



EasyCut

- Der **Gleitstopper** der Kanüle ermöglicht ein einfaches Einstellen der Eindringtiefe
- Die Nadel verfügt über einen **rotierenden Luer-Lock-Anschluss** für eine sicherere Verbindung mit der Spritze
- Der **innere Mandrin** sorgt für eine einfache Penetration ohne Hautinzision

Bestellinformationen

Code	Gauge	Durchmesser mm	Länge
PC01620	16 G	1.60	200 mm
PC01710	17 G	1.40	100 mm
PC01720	17 G	1.40	200 mm
PC01815	18 G	1.27	150 mm
Pro Packung 10 Stück			

Für andere Grössen wenden Sie sich bitte an unseren Produktverantwortlichen