

# Ecojekt

## Aspirationsnadel mit modifizierter Chiba Spitze

Die Ecojekt Aspirationsnadel beinhaltet ein entfernbares Stylet, das perfekt mit der Nadel gekoppelt ist. Sowohl der Gleitstopper als auch die Tiefenmarkierungen ermöglichen eine sichere Steuerung der Penetrationstiefe. Der innere echogene Marker verhindert die Ausbreitung von Krebszellen.



- **Abnehmbares Mandrin**
- **Innerer echogener Marker** verhindert die Ausbreitung von Krebszellen
- **Sichere Steuerung der Penetrationstiefe** durch Tiefenmarkierungen und Gleitstopper

Artikelnummer	Gauge	Länge
E1715	17 G	150 mm
E1815	18 G	150 mm
E1825	18 G	250 mm
E1910	19 G	100 mm
E1915	19 G	150 mm
E1918	19 G	180 mm
E1922	19 G	220 mm
E2010	20 G	100 mm
E2015	20 G	150 mm
E2020	20 G	200 mm
E2110	21 G	100 mm
Lieferumfang pro Packung: 20 Stück		

Artikelnummer	Gauge	Länge
E2115	21 G	150 mm
E2120	21 G	200 mm
E2130	21 G	300 mm
E2205	22 G	50 mm
E22075	22 G	75 mm
E2210	22 G	100 mm
E2215	22 G	150 mm
E2220	22 G	200 mm
E2222	22 G	220 mm
E2315	23 G	150 mm
Lieferumfang pro Packung: 20 Stück		