


# SemiCut


## Einmal-Instrument für die Biopsie aus Weichteilen wie Brust, Lunge, Leber und Niere

Nach dem Laden der Kanüle kann SemiCut einhändig verwendet werden, sodass die andere Hand frei ist, um andere Instrumente wie das Ultraschallgerät zu bedienen. Der Mandrin ist mit einer Probenkerbe von 20 mm und einer ultrascharfen Dreiflächenspitze ausgestattet, um auch faseriges Gewebe leicht zu durchdringen. Der Ultraschall-Marker auf der Kanülenoberfläche ermöglicht eine einfache Bestimmung der Eindringtiefe.




- Biopsieproben können in **zwei verschiedenen Längen** entnommen werden: **10 mm oder 20 mm**
- **leichtestes halbautomatisches Instrument auf dem Markt**

SemiCut			
Artikelnummer	Nadel-Gauge	Durchmesser mm	Nadellänge L
PDO1406	14 G	2.1	60 mm
PDO1410	14 G	2.1	100 mm
PDO1420	14 G	2.1	200 mm
PDO1606	16 G	1.6	60 mm
PDO1610	16 G	1.6	100 mm
PDO1615	16 G	1.6	150 mm
PDO1620	16 G	1.6	200 mm
PDO1806	18 G	1.2	60 mm
PDO1810	18 G	1.2	100 mm
PDO1815	18 G	1.2	150 mm
PDO2007	20 G	0.9	70 mm
PDO2010	20 G	0.9	100 mm
PDO2015	20 G	0.9	150 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück			



SemiCut & SemiCut MRI mit Koaxial				
Artikelnummer	Nadel-Gauge	Nadellänge L	Koaxial-Gauge	Koaxial-Länge l
PDOPP1410	14 G	100 mm	13 G	82 mm
PDOPP1415	14 G	150 mm	13 G	132 mm
PDOPP1420	14 G	200 mm	13 G	182 mm
PDOPP1610	16 G	100 mm	15 G	83 mm
PDOPP1615	16 G	150 mm	15 G	133 mm
PDOPP1620	16 G	200 mm	15 G	183 mm
PDOPP1810	18 G	100 mm	17 G	83 mm
PDOPP1815	18 G	150 mm	17 G	133 mm
PDOPP1820	18 G	200 mm	17 G	183 mm
PDOPP2010	20 G	100 mm	19 G	84 mm
PDOPP2015	20 G	150 mm	19 G	134 mm
PDOPP2020	20 G	200 mm	19 G	184 mm
PDOPPMR1410	14G	100 mm	13 G	82 mm
PDOPPMR1415	14G	150 mm	13 G	132 mm
PDOPPMR1610	16G	100 mm	15 G	83 mm
PDOPPMR1615	16G	150 mm	15 G	133 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück				



*Für andere Größen wenden Sie sich bitte an Ihren Product Specialist von ADMEDICS*