


Top Cut /Top Cut M

Tru-Cut Nadel für automatische Biopsie-Systeme

Die TOP CUT sowie die TOP CUT M ist eine Nadel die über einen Menghini-Tru-Cut-Spitze verfügt. Die Nadel beinhaltet einen Abstandshalter, der die Nadelpositionierung innerhalb des Automatiksystems erleichtert.

- **Menghini-Tru-Cut-Spitze** mit Markierung
- **22 mm Vorschub / 11mm Vorschub**



Top Cut M				
Artikelnummer	Gauge	Durchmesser mm	Länge	Systemkompatibilität
TOP 1410 M	14G	2.10	100 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1413 M	14G	2.10	130 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1616 M	16G	1.60	160 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1813 M	18G	1.20	130 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1820 M	18G	1.20	200 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1825 M	18G	1.20	250 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
Pro Packung: 10 Stück				

Top Cut				
Artikelnummer	Gauge	Durchmesser mm	Länge	Systemkompatibilität
TOP 1610	16G	1.60	100 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1615	16G	1.60	150 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1810	18G	1.20	100 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1820	18G	1.20	200 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1825	18G	1.20	250 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
Pro Packung: 10 Stück				

Für andere Größen wenden Sie sich bitte an unseren Produktverantwortlichen