

Everlift[®]

Mittel zur Anhebung der Submukosa

EverLift Submucosal Lifting Agent ist für die Verwendung bei gastrointestinalen endoskopischen Eingriffen zur submukösen Anhebung von Polypen, Adenomen, Krebs im Frühstadium oder anderen gastrointestinalen Läsionen vor der Exzision mit einer Schlinge oder einem anderen geeigneten endoskopischen Gerät.

EverLift ist auf Zellulosebasis hergestellt, wodurch die Lösung länger an Ort und Stelle bleibt, da sie nicht so schnell absorbiert wird wie andere Mittel.

EverLift färbt die Submukose mit einer tiefblauen Farbe und bietet somit einen starken Kontrast zur weissen Farbe der Muskelschicht.



- **Keine Vorbereitungszeit** aufgrund der bereits vorgefüllten Spritze
- Auf Zellulosebasis & hypertonisch und ermöglicht so eine **2mm Anhebung für 60 Minuten**
- **Einziges vorgefülltes submuköses Lifting-Mittel auf dem Markt**, welches in den **beiden Grössen 5ml und 10 ml** erhältlich ist
- Die Spritze kann direkt über den Luer-Lock-Anschluss an sämtliche endoskopische Injektionsnadeln angeschlossen werden. **Empfehlung: 23G Nadel.**

Artikelnummer	GIS-55	GIS-59
Inhalt pro Spritze	5ml	10ml
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück		

