

# Hemoclip

## Zur Blutstillung

Der Hemoclip ist für die Anwendung mit einem flexiblen Endoskop geeignet. Hauptsächlich zur Blutstillung mit verschiedenen Ursachen im oberen und unteren Verdauungstrakt und zur postoperativen Wundnaht.

- **Wiederholtes** Öffnen und Schliessen möglich
- **360° bi-direktionale synchrone** Rotationssteuerung
- **Hervorragende** Klemmstärke
- **Einzigartige Öffnungsspanne mit optionaler Schaltfunktion zwischen:**
  - 11 mm
  - 16 mm
- **Wiederentfernbar Funktion:** Clip kann im Spezialfall proaktiv aus dem Gewebe entfernt werden



Artikelnummer	Länge	Clip- Winkel	Spannweite	Durchmesser
AG-51044-2300-090-16	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-51044-2300-135-16	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-90	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-135	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-11-2*	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-11-2*	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-16-2*	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-16-2*	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm
<b>Lieferumfang pro Packung: 5 Stück</b>				

\* Wiederaufladbar, inklusive 2 extra Clips