

# Duo-System Premium

## Für die komfortable Einhandbedienung

Das DUO-System PREMIUM ist ein korrigierbares Lokalisationssystem für die Mammographie. Es bietet Arzt und Patient Spitzenqualität, absolute Zuverlässigkeit und höchsten Komfort bei der präoperativen Markierung von suspektem Gewebe.

Der Markierungsdraht des DUO-Systems PREMIUM kann bei einer Lagekorrektur dank seiner speziellen Form problemlos in die Kanüle zurückgezogen und erneut freigesetzt werden. Die Doppelbögen sorgen für eine feste Verankerung im Gewebe und verhindern somit ein Dislozieren in alle Richtungen. Anhand der unterschiedlichen Beschaffenheit des Drahtes ist die Tiefenposition der markierten Läsion erkennbar.

Das DUO-System PREMIUM vereint einfache und präzise Handhabung mit einer schonenden Anwendung und gewährleistet darüber hinaus optimale Sichtbarkeit im Ultraschall.

- **Mit nur einer Hand bedienbar**
- **Korrigierbarer Markierungsdraht**
- **Durch DUO-Bögen** feste Verankerung im Gewebe
- **Scharfe Drahtspitzen** für harte Läsionen
- **Hohe Flexibilität** des Markierungsdrahtes
- **Tiefenorientierung** an Kanüle und Draht
- **Ultraschallmarkierung und Ultraschallschliff** an der Kanülenspitze
- **Fixierungsteil** ermöglicht eine sichere präoperative Fixierung des Drahtes



Artikelnummer	271770	271771	271773
Gauge	20 G	20 G	20 G
Durchmesser	0.95 mm	0.95 mm	0.95 mm
Länge	50 mm	90 mm	120 mm
Lieferumfang pro Packung: 10 Stück			