

Tuloc® / Tuloc® Premium

Korrigierbares Lokalisationssystem

Das bewährte und zuverlässige Tuloc® Lokalisationssystem wird zur präoperativen Markierung nicht palpabler, suspekter Mamaläsionen eingesetzt.

Das System ist repositionierbar und erleichtert durch eine Tiefenmarkierung auf dem Draht die intraoperative Befundlokalisierung. Tuloc® Premium verfügt zudem über einen ergonomischen Handgriff zur sicheren Einhandbedienung.

Für den Einsatz im MRT empfehlen wir ausschließlich den MRI Tuloc®.



- **Repositionierbarer Markierungsdraht**
- **Monofiler Draht** für höchste Form- und Druckstabilität
- **Spezialmaterial und Bogenform** sichern gute Sichtbarkeit im Ultraschall und Tastbarkeit während der OP
- **Fixierungsteil** ermöglicht eine sichere präoperative Fixierung des Drahtes

Artikelnummer	Beschreibung	Gauge	Durchmesser	Länge
271661	Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
271663	Tuloc	20	0.95 mm	120 mm
271881	Tuloc Premium	20	0.95 mm	90 mm
271883	Tuloc Premium	20	0.95 mm	120 mm
601649*	MR Tuloc	20	0.95 mm	90 mm
601651*	MR Tuloc	20	0.95 mm	120 mm
Lieferumfang pro Packung : 10 Stück				

*MRI Tuloc® nicht in Zuchwil an Lager, Sonderbestellung beim Lieferanten möglich