


Tumark Clipmarkierungen

Schonende minimalinvasive Markierung von Tumoren in der Mamma

Mit den Clipmarkierungen der Tumark-Linie können punktgenaue Markierungen im Weichteilgewebe durch das Setzen der Marker vor oder während einer neoadjuvanten Chemotherapie erfolgen. Zudem eignet sich das System hervorragend zur Markierung von Biopsat-Entnahmestellen. Der ergonomische Griff des Clipmarker-Systems erlaubt dem Anwender die Einhandbedienung bei gleichzeitiger Führung des Ultraschallkopfes während der Intervention. Die Markierungen gibt es in verschiedenen Ausführungen sowie als MRI-Produkt.



- **Punktgenaue, sichere und patientenschonende** Clip-Markierung von Weichteilgewebe
- **Exzellente Sichtbarkeit** im Ultraschallbild
- **Festsitzende Verankerung** im Gewebe

Artikelnummer	Beschreibung	Kanüle		
		Durchmesser \varnothing	Gauge	Länge
271500	Tumark Q	1,20 mm	18 G	120 mm
271551	Tumark Professional X-Shape	1,20 mm	18 G	120 mm
271560	Tumark Professional	1,20 mm	18 G	120 mm
271589	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	100 mm
271590	Tumark Vision	1,20 mm	18 G	120 mm
601570	Tumark MRI	1,20 mm	18 G	120 mm
601590	Tumark Vision MRI	1,20 mm	18 G	120 mm

Lieferumfang pro Packung: 10 Stück

Für andere Grössen wenden Sie sich bitte an unseren Produktverantwortlichen