

# EasyCut

## est un dispositif jetable conçu pour la biopsie des tissus mous

L'aiguille est munie d'une canule pointue atraumatique en acier inoxydable et d'un embout «Menghini». Le stylet dispose d'une pointe pyramidale. Le dispositif est équipé d'un système spécial d'activation de l'aspiration par simple pression sur le bouton de la seringue, de manière à pouvoir l'utiliser avec une seule main.



- Le **dispositif d'arrêt coulissant** de la canule permet de régler facilement la profondeur souhaitée
- L'aiguille comporte un **luer lock rotatif** afin de garantir une fixation sécurisée à la seringue
- Le dispositif est fourni avec un **stylet interne** qui facilite la pénétration du dispositif sans inciser la peau

### Informations pour la commande:

Code	Gauge	Diamètre mm	Longueur
PC01620	16 G	1,60	200 mm
PC01710	17 G	1,40	100 mm
PC01720	17 G	1,40	200 mm
Conditionnement: 10 unités			

*Si vous souhaitez d'autres tailles, merci de contacter notre spécialiste en produits*