

Everlift®

Agent de levage sous-muqueux

EverLift, agent de levage sous-muqueux, est un nouveau dispositif pour la levée des polypes, des adénomes, des cancers au stade précoce et d'autres lésions gastro-intestinales avant leur excision avec une anse ou un autre appareil endoscopique approprié dans le cadre d'interventions endoscopiques dans le tractus gastro-intestinal.

EverLift est à base de cellulose créant une solution hypertonique avec un taux d'absorption plus lent que d'autres agents actuellement disponibles.

Everlift colore la sous-muqueuse en bleu foncée et contraste donc fortement avec la couche musculaire blanche.



- **Ne nécessite aucune préparation** grâce à la seringue préremplie
- À base de cellulose et hypertonique, la solution garantit un **levage de 2 mm pour 60 minutes**.
- **Le seul agent de levage sous-muqueux prérempli du marché** qui est proposé dans **les volumes de 5 ml et de 10 ml**.
- L'embout Luer-Lock permet la connexion directe de la seringue à toutes les aiguilles d'injection endoscopiques. **Recommandation: aiguille 23G**

N° d'article	GIS-55	GIS-59
Contenu par seringue	5 ml	10 ml
Volume de livraison par emballage : 10 unités		

