


Dilatateur à ballonnet 3 diamètres

À usage unique

Dilatateur à ballonnet 3 diamètres à usage unique. Le diamètre du ballonnet peut être réglé sur 3 positions différentes. La longueur du ballonnet est de 50 mm et celle du cathéter de 230 cm.



- Peut être inséré dans **tous les canaux opérateurs à partir de 2.8 mm Ø**
- Diamètre du ballonnet **réglable en 3 positions**
- En emballage **individuel, stérile**
- **Deux technologies avec un seul ballonnet:**
 - Comme ballonnet TTS à l'aide du mandrin intégré
 - Comme ballonnet OTW par fil de guidage .035" une fois le mandrin retiré

➤ *Vous trouverez nos tailles standard au dos de cette page.*

Dilatateur à ballonnet pour l'œsophage

Numéro d'article	Longueur du cathéter	Ø cathéter	Ø ballonnet			Longueur du ballonnet
			6 mm	7 mm	8 mm	
34106PRO	230 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	55 mm
34108PRO	230 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	55 mm
34110PRO	230 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	55 mm
34112PRO	230 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	55 mm
34115PRO	230 cm	7 Fr	15 mm	16.5 mm	18 mm	55 mm
34118PRO	230 cm	7 Fr	18 mm	19 mm	20 mm	55 mm
Nombre d'unités par emballage: 1 pièce						

Dilatateur à ballonnet biliaire

Numéro d'article	Longueur du cathéter	Ø cathéter	Ø ballonnet			Longueur du ballonnet
			6 mm	7 mm	8 mm	
3410630PRO	200 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	30 mm
3410830PRO	200 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	30 mm
3411030PRO	200 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	30 mm
3411230PRO	200 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	30 mm
Nombre d'unités par emballage: 1 pièce						