


# Cathéter à ballonnet

## 3 diamètres

### Pour l'extraction de calculs

Le cathéter à ballonnet 3 diamètres est utilisé pour extraire des calculs. Il est constitué d'un ballonnet exempt de latex. Le cathéter est à triple lumière et d'une longueur de 200 cm.



- Ballonnet **exempt de latex**
- **Capacité de contraste améliorée pour les radiographies**
- **Cathéter à triple lumière** longueur 200 cm
- **Utilisable avec fil de guidage** de. 035 pouces
- **Y compris trois** seringues de remplissage adaptées

Numéro d'article	Modèle	Diamètre du cathéter	Longueur du cathéter	Diamètre du ballonnet plein		
				9 mm	13 mm	16 mm
N135030PRO	triple lumière	7 Fr	200 cm	9 mm	13 mm	16 mm
Nombre d'unités par emballage: 1 pièce						