

Hemoclip

à fonction hémostatique

L'Hemoclip convient pour l'utilisation avec un endoscope flexible. Principalement utilisé pour arrêter les saignements provoqués par des troubles du tube digestif supérieur et inférieur et pour la fermeture postopératoire des plaies.

- Possibilité d'ouverture et de fermeture **multiple**
- Commande de rotation **bi-directionnelle synchrone à 360°**
- Force de préhension **exceptionnelle**
- **Amplitude unique avec possibilité en option de permuter entre:**
 - 11 mm
 - 16 mm
- **Fonction extractible:** dans certains cas particuliers, la pince peut être retirée de façon proactive du tissu



Numéro d'article	Longueur	Angle	Portée	Diamètre
AG-51044-2300-090-16	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-51044-2300-135-16	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-90	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-5104-2300-135	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-11-2*	230 cm	90°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-11-2*	230 cm	135°	11 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-090-16-2*	230 cm	90°	16 mm	2.6 mm
AG-55504-2300-135-16-2*	230 cm	135°	16 mm	2.6 mm
Nombre d'unités par emballage: 5 pièces				

* Rechargeable, y compris 2 extra clips