

Piège à polypes aspirant

Pour absorber les polypes après ablation

Le piège à polypes aspirant comprend quatre chambres de filtrage pour recueillir et conserver les polypes. Le piège à polypes peut être refermé au moyen des tubes pour transport en laboratoire.

- **Quatre chambres de filtrage** pour recueillir les polypes
- **Quatre paramétrages** pour aspirer sans filtrer
- **Couvercle avec 2 tubes**
 - Tube avec connecteur à niveaux pour connecter à la pompe aspirante
 - Tube sans connecteur à niveaux pour relier directement à l'endoscope



Numéro d'article	900 334H
Nombre d'unités par emballage: 6 pièces	