

Dispositif à vide ErecAid™

Rééducation suite à une prostatectomie radicale et en cas de troubles érectiles diverse habilitation



pompe manuelle



bague de tension simple



bague de tension spéciale

Tous les avantages en un coup d'œil:

- Traitement simple et économique de la dysfonction érectile
- Spécialement conçu pour la rééducation suite à une prostatectomie radicale
- Exercices manuels quotidiens d'irrigation des corps caverneux (physiothérapie)
- Favorise et stabilise l'anatomie du pénis (agit contre la fibrose et l'atrophie)
- Aucun effet secondaire désagréable
- Bagues de tension anatomiques disponibles dans différentes tailles et matières
- Kit de pièces détachées disponible

Remarques importantes:

- Démarrez la thérapie à l'aide du dispositif à vide ErecAid™ dans un état d'esprit détendu et si possible sans vous mettre la pression. La patience et un mode de vie actif sont les premières mesures à prendre.
- Les trois premières semaines, nous recommandons un entraînement de 5 minutes par jour avec simulation de l'érection sans bague de tension. Vous devez respecter une pause de 10 à 15 secondes entre les coups de pompe afin d'exclure tout risque d'hématome.
- Vous devez idéalement poursuivre un entraînement quotidien de 5 minutes jusqu'à 3 mois. Ensuite, la fréquence peut être réduite à un jour sur deux. Cela permet de stabiliser et d'améliorer les résultats déjà obtenus.
- Pour trouver la taille de la bague de tension qui vous convient, commencez toujours par le diamètre le plus grand (22 mm). Si ce dernier vous apporte les résultats souhaités, vous pouvez le conserver. Vous pouvez également essayer les différentes rigidités de la bague. Si la taille ne convient pas, essayez le diamètre inférieur (19 mm).
(Tailles: 22 mm; rose = dur, beige = souple, anthracite = extra souple; 19 mm; rose = dur, beige = souple, anthracite = extra souple)

Si aucune bague ne vous convient, il existe des bagues spéciales (voir image en haut à droite). Ces modèles se posent simplement sur le cylindre comme un couvercle.

- Vous pouvez également utiliser ErecAid™ parallèlement à un traitement médicamenteux. De nombreux patients rapportent qu'ils obtiennent de bons résultats même avec la dose la plus faible d'inhibiteur de la PDE5 grâce à un entraînement régulier avec ErecAid™. Ils constatent également une amélioration de l'érection et de l'anatomie du pénis.