


VenoSeal™

Une aide en cas de fuite veineuse

Lorsqu'un homme souffre de fuite veineuse, cela signifie que les veines de son pénis ne sont plus capables de retenir le sang suffisamment longtemps pendant une érection et qu'un «retour veineux» se produit, généralement pendant les rapports sexuels (activité). Ce n'est donc pas l'obtention de l'érection qui pose problème, mais son maintien. VenoSeal™ vous soutient en cela.



Tous les avantages en un coup d'œil:

- Processus très simple
- Confort optimal grâce à une texture douce et agréable
- Très discret par sa couleur
- Complémentaire aux médicaments ciblant la PDE5
- Réutilisable (contrairement à un produit à usage unique)

Mode d'emploi en bref:

- Placer la boucle à la base du pénis (avant ou pendant l'érection)
- L'extrémité munie d'une boule (**flèche rouge**) doit être orientée vers le haut
- Tenir l'extrémité qui ne possède pas de boule (**flèche bleu**) entre le pouce et l'index
- Tirer cette extrémité à l'horizontale par rapport à la boule jusqu'à ce que l'anneau soit bien en place
- Serrer seulement jusqu'à l'arrêt du retour veineux (pression minimale)
- L'anneau doit être enlevé au bout de 30 minutes. Pour ce faire, tirer sur l'extrémité comportant la boule pour desserrer la boucle

Remarques importantes:

- VenoSeal™ ne doit pas remplacer une visite chez le médecin!
- Les troubles de l'érection peuvent être un signe de différentes maladies