

BMN I-Type

Set per aspirazione di midollo osseo dalla cresta iliaca

BMN I-Type è un ago di aspirazione sviluppato per l'aspirazione di midollo osseo dalla cresta iliaca.



- La punta dell'ago e del mandrino sono progettate in modo da facilitarne la penetrazione nella corticale ossea
- **Regolatore estraibile** per lunghezza variabile
- **L'impugnatura ergonomica** consente di tenere e manovrare meglio lo strumento

Cod. articolo	Diametro	Lunghezza
I 1407M	14 G	9 - 20 - 53 - 70 mm
I 1408M	14 G	19 - 30 - 63 - 80 mm
I 1507M	15 G	9 - 20 - 53 - 70 mm
I 1510M	15 G	39 - 50 - 83 - 100 mm
Contenuto della confezione: 10 pezzi		