

Ecojekt

Ago di aspirazione con punta Chiba modificata

L'ago di aspirazione Ecojekt contiene un mandrino estraibile perfettamente accoppiato all'ago. Il fermo scorrevole e la centimetratura dell'ago consentono un controllo sicuro della profondità di penetrazione. Il marcatore ecogeno interno evita la disseminazione di cellule tumorali.



- **Mandrino estraibile**
- **Il marcatore ecogeno interno** evita la diffusione di cellule tumorali
- **Controllo sicuro della profondità di penetrazione** mediante centimetratura e fermo scorrevole

Cod. articolo	Gauge	Lunghezza
E1715	17 G	150 mm
E1815	18 G	150 mm
E1825	18 G	250 mm
E1910	19 G	100 mm
E1915	19 G	150 mm
E1918	19 G	180 mm
E1922	19 G	220 mm
E2010	20 G	100 mm
E2015	20 G	150 mm
E2020	20 G	200 mm
E2110	21 G	100 mm
Contenuto della confezione: 20 pezzi		

Cod. articolo	Gauge	Lunghezza
E2115	21 G	150 mm
E2120	21 G	200 mm
E2130	21 G	300 mm
E2205	22 G	50 mm
E22075	22 G	75 mm
E2210	22 G	100 mm
E2215	22 G	150 mm
E2220	22 G	200 mm
E2222	22 G	220 mm
E2315	23 G	150 mm
Contenuto della confezione: 20 pezzi		