

HandCut

Ago tru-cut manuale con sistema a ghigliottina per biopsia su tessuti molli

HandCut-Needle è un dispositivo monouso per biopsia su tessuti molli e fibrosi che occorre tagliare per la rimozione. L'affilatura "Menghini" della cannula consente il taglio e il prelievo del campione tissutale. Il mandrino è dotato di una triplice punta ultra-affilata per penetrare facilmente anche nei tessuti fibrosi e ha un incavo di 20 mm per l'acquisizione del campione.



- Questo dispositivo è dotato di un **marcatore ecogeno** che, migliorando la visibilità ecografica, evita la diffusione di cellule durante la procedura bioptica
- L'ago include la **tecnologia Luer-lock** che garantisce un attacco sicuro alla siringa di aspirazione citologica
- Il dispositivo ha un **limitatore di lunghezza** per prelevare campioni di 10 mm

Dati per ordinazione:

Codice	Calibro	Diametro mm	Lunghezza
PM14114	14 G	2,10	114 mm
PM1415	14 G	2,10	150 mm
Confezione: 10 pezzi			

Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto