


# PrimeCut II

## Sistema bioptico azionabile con una sola mano

L'ago PRIMECUT II è specificamente progettato per le biopsie prostatiche perché può essere azionato con una sola mano. La parte interna e la parte esterna dell'ago possono essere armate separatamente e il pulsante di azionamento è opportunamente situato lateralmente



- Azionabile con **una sola mano**
- **Pulsante laterale** per azionamento agevole
- Opzione di azionamento **singolo e doppio**

Codice	PRM-182002	PRM-182502
Calibro	<b>18 G</b>	<b>18 G</b>
Lunghezza	<b>200 mm</b>	<b>250 mm</b>
Confezione: 10 pezzi		