


# Top Cut /Top Cut M

## Ago Tru-Cut Nadel per sistemi di biopsie automatizzati

TOP CUT e TOP CUT M sono degli aghi provvisti di punta Menghini di tipo tru-cut. L'ago include un distanziatore che ne facilita il posizionamento all'interno del sistema automatico.

- **Punta Menghini di tipo Tru-Cut** con centimetratura
- **Avanzamento 22 mm / 11mm**



Top Cut M				
No. d'articolo	Gauge	Diametro mm	Lunghezza	Comptabilità di sistema
TOP 1410 M	14G	2.10	100 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1413 M	14G	2.10	130 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1616 M	16G	1.60	160 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1813 M	18G	1.20	130 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1820 M	18G	1.20	200 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
TOP 1825 M	18G	1.20	250 mm	Bard® Magnum® biopsy gun
Contenuto della confezione: 10 pezzi				

Top Cut				
Artikelnummer	Gauge	Durchmesser mm	Länge	Comptabilità di sistema
TOP 1610	16G	1.60	100 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1615	16G	1.60	150 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1810	18G	1.20	100 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1820	18G	1.20	200 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
TOP 1825	18G	1.20	250 mm	Pro-Mag™ 2.2 biopsy gun
Contenuto della confezione: 10 pezzi				

*Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto*