

Themy


dispositivo automatico monouso dotato di un sistema di avanzamento sequenziale di cannula e mandrino

Themy è un dispositivo leggero caratterizzato da un sistema di azionamento a molla che consente una penetrazione facile e precisa anche in lesioni fibrose o calcificate.

Il dispositivo si compone di una cannula in acciaio inossidabile con affilatura “Menghini” che permette di tagliare il tessuto in modo preciso e atraumatico.

La cannula è dotata di tacche centimetriche per fissare agevolmente la profondità di inserimento per la sicurezza del paziente.

- Il campione biotico prelevato può avere **una lunghezza di 20 mm**
- **dispositivo stabile, automatico e ultraleggero**
- Themy è dotato di **due punti di azionamento sequenziali**, uno anteriore e uno posteriore, per consentire al medico diverse posizioni di manovra



Modalità A: rilascia cannula e mandrino in rapida successione prelevando simultaneamente il campione di tessuto




Modalità D: rilascia il mandrino e permette all'utente di controllare la posizione della punta per via ecografica prima di rilasciare la cannula premendo il pulsante fino al punto A


Caricamento con una sola mano



Themy			
Numero articolo	Calibro ago	Diametro mm	Lunghezza ago L
TY1411	14 G	2,10	110 mm
TY1416	14 G	2.10	160 mm
TY1420	14 G	2.10	200 mm
TY1611	16 G	1,60	110 mm
TY1616	16 G	1,60	160 mm
TY1620	16 G	1,60	200 mm
TY1811	18 G	1,20	110 mm
TY1816	18 G	1,20	160 mm
TY1820	18 G	1,20	200 mm
TY1825	18 G	1,20	250 mm
Contenuto della confezione: 5 pezzi			



Themy con coassiale				
Numero articolo	Calibro ago	Lunghezz a ago L	Calibro coassiale	Lunghezza coassiale l
TYC1411	14 G	110 mm	13 G	82 mm
TYC1416	14 G	160 mm	13 G	142 mm
TYC1420	14 G	200 mm	13 G	182 mm
TYC1611	16 G	110 mm	15 G	83 mm
TYC1616	16 G	160 mm	15 G	143 mm
TYC1620	16 G	200 mm	15 G	183 mm
TYC1811	18 G	110 mm	17 G	83 mm
TYC1816	18 G	160 mm	17 G	143 mm
TYC1820	18 G	200 mm	17 G	183 mm
TYC2011	20 G	110 mm	19 G	94 mm
TYC2016	20 G	160 mm	19 G	144 mm
TYC2020	20 G	200 mm	19 G	184 mm
Contenuto della confezione: 5 pezzi				



Per altri formati, contattare il nostro specialista del prodotto