

Dilatatore a palloncino con 3 gradi di dilatazione

Monouso

Dilatatore a palloncino monouso con 3 gradi di dilatazione. Il diametro del palloncino può essere regolato su 3 gradi di dilatazione diversi. Il palloncino è lungo 50 mm e il catetere è lungo 230 cm.



- Può essere inserito in tutti i **canali operativi a partire da 2.8 mm Ø**
- Diametro del palloncino **regolabile su 3 gradi di dilatazione diversi**
- In confezione **singola e sterile**
- **Due tecniche con un palloncino:**
 - come palloncino TTS con l'ausilio del mandrino incluso
 - come palloncino OTW mediante il filo guida da .035" dopo estrazione del mandrino

➤ *Potete trovare le nostre misure standard sul retro di questa pagina.*

Dilatatore con palloncino esofageo

Cod. articolo	Lunghezza del catetere	Catetere Ø	Palloncino Ø			Lunghezza del palloncino
			6 mm	7 mm	8 mm	
34106PRO	230 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	55 mm
34108PRO	230 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	55 mm
34110PRO	230 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	55 mm
34112PRO	230 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	55 mm
34115PRO	230 cm	7 Fr	15 mm	16.5 mm	18 mm	55 mm
34118PRO	230 cm	7 Fr	18 mm	19 mm	20 mm	55 mm
Contenuto della confezione: 1 pezzo						

Dilatatore con palloncino biliare

Cod. articolo	Lunghezza del catetere	Catetere Ø	Palloncino Ø			Lunghezza del palloncino
			6 mm	7 mm	8 mm	
3410630PRO	200 cm	7 Fr	6 mm	7 mm	8 mm	30 mm
3410830PRO	200 cm	7 Fr	8 mm	9 mm	10 mm	30 mm
3411030PRO	200 cm	7 Fr	10 mm	11 mm	12 mm	30 mm
3411230PRO	200 cm	7 Fr	12 mm	13.5 mm	15 mm	30 mm
Contenuto della confezione: 1 pezzo						