


# Catetere a palloncino con 3 gradi di dilatazione

## Per l'estrazione di calcoli

Catetere a palloncino con 3 gradi di dilatazione per l'estrazione di calcoli. Dispone di un palloncino senza lattice. Il catetere ha tre lumi e una lunghezza di 200 cm.



- Palloncino **senza lattice**
- **Migliorata capacità di contrasto radiografico**
- **Catetere a triplice lume** lungo 200 cm
- **Utilizzabile con filo guida** di .035 pollici
- **Comprese tre corrispondenti** siringhe di riempimento

Cod. articolo	Modello	Diametro del catetere	Lunghezza del catetere	Diametro palloncino riempito		
				9 mm	13 mm	16 mm
N135030PRO	Tre lumi	7 Fr	200 cm	9 mm	13 mm	16 mm
Contenuto della confezione: 1 pezzo						