

# Sistema di legatura multipla

## «MBL»

Il sistema di legatura multipla può essere utilizzato per tutti gli endoscopi fino a 180 cm. La semplicissima introduzione del cavo di trazione nel canale di manovra consente di risparmiare tanto tempo in fase di preparazione.



- Precaricato per **6 legature**
- **Introduzione semplicissima del cavo di trazione** nel canale di manovra
- **Adattatore di lavaggio LL laterale** con tappo LL
- Per canali di manovra **da 2,8 mm**
- Utilizzabile per **tutti gli endoscopi fino a 180 cm**
- Confezionato **singolarmente**

N. articolo	MBL-01-06
Contenuto della confezione:	<b>1 pezzo</b>