

Ago sclerosante

Monouso

L'ago sclerosante dispone di una testa metallica che consente un avanzamento controllato. L'ago può essere utilizzato per tutti i canali operativi a partire da 2.8 mm Ø.



- **2.3 mm Ø**
- Per canali operativi **a partire da 2.8 mm Ø**
- **Con testa di metallo** per un avanzamento controllato dell'ago

Cod. articolo	NET2522-C5	NET2522-G5
Lunghezza dell'ago	5 mm	5 mm
Diametro dell'ago	0.7 mm	0.7 mm
Lunghezza complessiva	180 cm	230 cm
Contenuto della confezione: 5 pezzi		