

Sfinterotomo

A tre lumi, orientabile

Utilizzato principalmente con endoscopi flessibili ed elettrocoagulatori a frequenza elevata. Lo sfinterotomo (rotabile) è stato sviluppato per il trattamento di patologie sospette dei dotti biliari del pancreas e viene impiegato soprattutto per incidere la papilla di Vater e lo sfintere di Oddi con l'uso di corrente ad alta frequenza.



- **Strato isolante protettivo**
- **Punta conica con design unico nel suo genere**
- **Design dell'impugnatura particolare** per l'alimentazione di corrente esterna
- **Il prodotto dispone della possibilità di guidare la punta**, controllando l'angolo della cannula.

Cod. articolo	Lunghezza della punta	Lunghezza di taglio	Lunghezza	Modello	Isolamento
AG-5091-0525	5 mm	25 mm	1800 mm	Trilume	Sì
AG-5093-0525	5 mm	25 mm	1800 mm	Trilume con cambio rapido	Sì
AG-5093-0525-U	5 mm	25 mm	1800 mm	Trilume con cambio rapido	No
Contenuto della confezione: 5 pezzi					