

Spot®Ex

Per migliorare la visibilità della successiva endoscopia o del successivo intervento chirurgico

Spot®Ex è una soluzione di marcatura sterile e biocompatibile ed è l'unico prodotto raccomandato dalla ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy). Rimane visibile fino a 36 mesi.



- Fino a **36 mesi visibile**
- Utilizzabile **senza preparazione**
- **Biocompatibile**
- Soluzione di 5 ml **in siringa sterile, pronta all'uso**

Cod. articolo	GIS-46
Contenuto per siringa	5 ml
Visibilità	Fino a 36 mesi
Contenuto della confezione: 10 pezzi	